



Welch Allyn Green Series™ 777 Integrated Wall System インテグレートッドウォールシステム



鼓膜、眼底、バイタルチェックを よりコンパクトに、効率的に…

- ・新しかった壁掛けトランスはEnergy Star認証の省エネパワーソースで、より少ない消費電力で明るく安定した明るさを提供します(充電電池、乾電池不要)。
- ・壁掛けトランスは従来モデル(カタログ番号76710)に比べ、54%も省エネになりました。
- ・ウェルチ・アレンの自動血圧計スポットバイタルサインや、アネロイド血圧計タイコス767と一緒に組み合わせることで、ワークフローの効率化も実現します。
- ・パワーのON/OFFスイッチをなくしたことで、衛生面でもより安心です。
- ・現在ご利用されている3.5V診断機器のヘッドをそのままお使いいただけます。
- ・従来モデルからのアップグレードも簡単です。



WelchAllyn

Advancing Frontline Care

<システム例>



7670-01
77710
11810
23820
52400-PF
77790-3



42NTB-E1
4701-62
77710
11810
23820
52400-PF
77790-4

<組み合わせ可能な機器>



アナロイド血圧計：
タイコス 767 シリーズ (ウォール型)
7670-01

読みやすく正確な文字盤 (文字盤直径 15cm)
摩耗に強いジュエルムーブメント



検眼鏡：パンオプティック
11810

特許取得の Axial Point Source 光学システムにより、
最大 25° の視野角となり、従来品の 5 倍の観察視野
拡大倍率も 26% アップ (当社従来品比)



自動血圧計：スポットバイタルサイン
42NTB-E1

機能性・コストを重視したオールインワンモデル
約 30 秒間という短時間で血圧、脈拍、SpO₂、
体温が測定可能
信頼性の高いオシロメトリック法を採用



耳鼻鏡：マクロビュー
23820

観察視野が従来品の 2 倍に拡大した耳鼻鏡
拡大倍率も 30% アップ (当社従来品比)
焦点調整機能を装備

※その他、3.5V 診断機器ヘッドも組み合わせ可能です。
検眼鏡、耳鼻鏡などの診断機器につきましては専用のカタログをご覧ください。

カタログ番号	型式名	JAN CODE	希望小売価格 (税抜)
血圧測定デバイス			
7670-01	767 シリーズウォール型 成人用 (中) カフ付	4562187040386	¥34,700
42NTB-E1	スポットバイタルサイン (自動血圧・脈拍・SpO ₂ ・体温)	4562187044407	¥263,000
3.5V 診断機器ヘッド (その他の組合せ可能な診断機器につきましては検眼鏡、耳鼻鏡カタログをご参照ください)			
11810	3.5V パンオプティックヘッド	4562187040508	¥95,000
23820	3.5V マクロビューヘッド	4562187040836	¥38,000
インテグレートッドウォールシステムアクセサリ			
77710	GS777 3.5V 壁掛トランス (ハンドル 2 本付)	4562187049952	¥88,200
77790-3	GS777 ウォールパネル (タイコス 767 用)	4562187049969	¥20,000
77790-4	GS777 ウォールパネル (スポット用)	4562187049976	¥20,000
4701-62	スポット用ウォールマウントキット	4562187049686	¥31,500
52400-PF	スペキュラディスペンサー	4562187049983	¥7,000

販売店

Welch Allyn® www.welchallyn.jp

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル6F

TEL 0120-117-720 FAX 0120-773-353

※ワークショップ等のご依頼は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

● 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。● 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。

医療機器製造販売業許可番号 13B2X00086