

Welch Allyn Stethoscopes
Hear the Difference from
the Leaders in Diagnostic Care

WelchAllyn®



販売店

● 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。● 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 www.welchallyn.jp

TEL 0120-117-720 FAX 0120-773-353 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル6F

※ワークショップ等のご依頼は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

医療機器製造販売業許可番号 13B2X00086

SC011312

ウェルチ・アレン 聴診器
総合カタログ

循環器・小児対応の
オールラウンドステテスコープ



5079-125
ブラック

ウェルチ・アレン 聴診器 エリート

Welch Allyn Stethoscopes Elite

●雑音に強く効果的な音響設計

- ・ステンレス鋼製のチェストピースは歪音を防ぎ、デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のボルゲート(波型)ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。

●快適な装着感でよりクリアな音に

- ・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

●小児用聴診器としても

- ・アクセサリキット(標準付属品)の小児用ダイヤフラムに交換すれば、すぐに小児用聴診器としてもご使用いただけます。

チューブカラーバリエーション

- 5079-125 : ブラック
- 5079-270 : バーガンディー
- 5079-271 : ネイビー
- 5079-284 : フォレストグリーン



エリート用
アクセサリキット
(標準付属品)

循環器専門医が愛用する
確かな音と美しいフォルム

Welch Allyn Stethoscopes Harvey

ウェルチ・アレン 聴診器 ハーバーDLX

●循環器聴診もサポートするハイグレードモデル

- ・真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部は、クリック音(Click Sound)・心雑音(Murmur Sound)・駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。
- ・デュアルチャンネルPVCチューブは左右の耳に独立した聴診経路を確保した雑音に強いデザインです。
- ・付属のボルゲート(波型)ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。

●快適な装着感でよりクリアな音に

- ・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。

チューブカラーバリエーション

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 【トリプルヘッド】 | 【ダブルヘッド】 |
| 5079-321 : ブラック | 5079-325 : ブラック |
| 5079-322 : バーガンディー | 5079-326 : バーガンディー |
| 5079-323 : ネイビー | 5079-327 : ネイビー |
| 5079-324 : フォレストグリーン | 5079-328 : フォレストグリーン |



トリプルヘッド



5079-328
フォレストグリーン

ウェルチ・アレン 聴診器
プロフェッショナル〈成人用・小児用〉


Welch Allyn Stethoscopes Professional

●機能性に優れたスタンダードモデル

- ・チェストピースは歪音を防ぐステンレス鋼製で、深く滑らかなベル部デザインはデリケートな低周波領域の音もしっかりと聴診いただけます。
- ・付属のコルゲート(波型)ダイヤフラムは振動面積を広げ、確実に音を伝えます。

●快適な装着感でよりクリアな音に

- ・耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、診察者の外耳口にしっかりフィットさせることで音を逃さず装着感も快適です。



小児用

チューブカラーバリエーション

【成人用】

■ 5079-135 : ブラック

■ 5079-139 : バーガンディー

■ 5079-137 : ネイビー

■ 5079-285 : フォレストグリーン

■ 5079-289 : ブルー

【小児用】

■ 5079-145 : ブラック

■ 5079-149 : バーガンディー

■ 5079-147 : ネイビー

■ 5079-287 : フォレストグリーン

■ 5079-291 : ブルー



5079-139
バーガンディー

音響効果の優れた
小型軽量タイプ

PROFESSIONAL TUBE COLOR VARIATIONS



5079-135

Black



5079-139

Burgundy



5079-137

Navy



5079-285

Forest green



5079-289


Blue

製品仕様

●エリート 希望小売価格 ¥34,700(税別)

ダイヤフラム径/成人用:47mm・小児用:34mm ベル径/成人用32mm・小児用:30mm
 ※アクセサリキット付 チェストピース/ステンレス製

カタログ番号	チューブカラー	全長	重量
5079-125	ブラック	71cm	210g
5079-270	バーガンディー	71cm	210g
5079-271	ネイビー	71cm	210g
5079-284	フォレストグリーン	71cm	210g




5079-270

●ハーバーDLX 【トリプルヘッド】希望小売価格 ¥41,000(税別) 【ダブルヘッド】希望小売価格 ¥37,800(税別)

【トリプルヘッド】ダイヤフラム径/47mm ベル径/28mm チェストピース/真鍮製

カタログ番号	チューブカラー	全長	重量
5079-321	ブラック	71cm	275g
5079-322	バーガンディー	71cm	275g
5079-323	ネイビー	71cm	275g
5079-324	フォレストグリーン	71cm	275g



5079-328 5079-321

【ダブルヘッド】ダイヤフラム径/47mm ベル径/28mm チェストピース/真鍮製

カタログ番号	チューブカラー	全長	重量
5079-325	ブラック	71cm	235g
5079-326	バーガンディー	71cm	235g
5079-327	ネイビー	71cm	235g
5079-328	フォレストグリーン	71cm	235g

●プロフェッショナル 【成人用】【小児用】希望小売価格 ¥13,000(税別)

【成人用】ダイヤフラム径/47mm ベル径/34mm チェストピース/ステンレス製

カタログ番号	チューブカラー	全長	重量
5079-135	ブラック	71cm	135g
5079-139	バーガンディー	71cm	135g
5079-137	ネイビー	71cm	135g
5079-285	フォレストグリーン	71cm	135g
5079-289	ブルー	71cm	135g






5079-289

【小児用】ダイヤフラム径/34mm ベル径/28mm
 チェストピース/ステンレス製

カタログ番号	チューブカラー	全長	重量
5079-145	ブラック	71cm	115g
5079-149	バーガンディー	71cm	115g
5079-147	ネイビー	71cm	115g
5079-287	フォレストグリーン	71cm	115g
5079-291	ブルー	71cm	115g

●アクセサリ

バイノーラル				プロフェッショナル用			
カタログ番号	カラー		カタログ番号	カラー			
5079-121	ブラック		5079-195	ブラック			
5079-274	バーガンディー		5079-199	バーガンディー			
5079-275	ネイビー		5079-197	ネイビー			
5079-307	フォレストグリーン		5079-196	フォレストグリーン			
			5079-304	ブルー			

Yチューブ			
カタログ番号	チューブカラー		
5079-120	ブラック		
5079-272	バーガンディー		
5079-273	ネイビー		
5079-305	フォレストグリーン		

ソフトイヤークリップ					
カタログ番号	カラー		カタログ番号	カラー	
5079-336	ブラック	ラージ	5079-366	ブラック	ラージ
5079-233	グレー	ラージ	5079-170	グレー	ラージ
5079-314	グレー	スモール	5079-313	グレー	スモール



5079-233

ダイヤフラムヘッド					
カタログ番号	カラー		カタログ番号	カラー	
5079-116	ブラック	成人用	5079-211	ブラック	成人用
5079-279	グレー	成人用	5079-210	グレー	成人用
5079-115	ブラック	小児用	5079-214	ブラック	小児用
5079-278	グレー	小児用	5079-215	グレー	小児用




5079-116 5079-316


ベル側 ノンチルリム					
カタログ番号	カラー		カタログ番号	カラー	
5079-118	ブラック	成人用	5079-180	ブラック	成人用
5079-277	グレー	成人用	5079-181	グレー	成人用
5079-117	ブラック	小児用	5079-182	ブラック	小児用
5079-276	グレー	小児用	5079-183	グレー	小児用



5079-118

ダイヤフラム側 ノンチルリム			
カタログ番号	カラー		
5079-126	ブラック	成人用	
5079-184	グレー	成人用	
5079-127	ブラック	小児用	
5079-185	グレー	小児用	

ダイヤフラム	
カタログ番号	
5079-05	成人用コルゲート(ブラック)
5079-11	小児用コルゲート(ブラック)
5079-124	小児用フラット(乳白色半透明)
5079-104	成人用フラットダイヤフラム(ブラック)



5079-104